

Ficha Técnica

QUIMATIC LIMPA LATÃO

DESOXIDA E LIMPA SUPERFÍCIES DE LATÃO, BRONZE E COBRE
ECOLÓGICO

Descrição

QUIMATIC LIMPA LATÃO é uma composição aquosa de acidulantes orgânicos e desoxidantes, ecológicos e amigáveis aos usuários, recomendado para limpar e desoxidar de forma rápida e eficaz superfícies de metais amarelos, como latão, bronze e cobre.

Finalidade

QUIMATIC LIMPA LATÃO é indicado para limpar e desoxidar superfícies de barramentos elétricos, conexões, válvulas, tubulações, peças de decoração, antiguidades, troféus, utensílios de cozinha etc.

Características

- **Ecológico.**
- Remove o zinabre e renova o metal.
- Ação eficaz. Poupa esforço mecânico.
- Reutilizável por imersão, rende muito.
- À base d'água. Isento de substâncias nocivas ou corrosivas promovendo segurança ambiental.
- Isento de corantes.
- Proporciona uma limpeza rápida e eficiente de metais amarelos como latão, cobre e bronze.
- Preserva a integridade dos metais tratados, reduzindo a necessidade de polimento agressivo.
- Notificado na **ANVISA** sob N° **25351.808774/2023-27**, promovendo segurança e conformidade.
- Ideal para empresas com sistemas de gestão **SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança)**.
- **VOC Free**, evitando a emissão de compostos orgânicos voláteis prejudiciais ao meio ambiente.

- Pronto para uso, facilitando a aplicação sem necessidade de diluição.
- Limpa e desoxida a frio por imersão ou leve fricção com pincel, pano ou esponja.

Propriedades

Aspecto	Líquido límpido incolor
Densidade, 25 °C, g/mL	0,90 – 1,10
Odor	Leve
pH a 25 °C	2 – 4
Solubilidade em água	Completa
Teste de desempenho	Conforme padrão

Aplicação

NÃO DILUIR.

Colocar **QUIMATIC LIMPA LATÃO** num vasilhame não metálico (polietileno, vidro etc.).

Mergulhar a peça por alguns segundos até a limpeza total (ou final). Peças pequenas imergir dentro de uma peneira de nylon para facilitar a remoção. Havendo sujeira pesada esfregar com um pano ou pincel. Assim que a peça estiver limpa, enxaguá-la com água e secar com ar comprimido ou pano seco.

O **QUIMATIC LIMPA LATÃO** deixa a peça com aspecto renovado, porém, caso for necessário dar brilho polir com rebolo de bronze de pelo mole ou pano.

Para remover oxidação de superfícies ferrosas usar **QUIMOX**, de aço inoxidável usar **QUIMATIC LIMPA INOX** e de alumínio usar **QUIMATIC LIMPA ALUMÍNIO**.

Embalagens

Código do Produto	Volume
CF1	500 mL
CF2	1 L
CF3	5 L
CF4	20 L

A decorative graphic in the top left corner consisting of a large, light grey 'Q' shape and an orange arrow pointing downwards and to the right.

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para mais informações e limitações de responsabilidade consultar a FDS.

Aviso legal

Os dados contidos nesta ficha técnica são baseados no conhecimento e informações de que dispomos no momento de sua elaboração. Portanto, é de responsabilidade do usuário testar o produto antes do uso, de forma a garantir o seu adequado desempenho e segurança na sua utilização.